
Matoset

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO




ZESTAWY PROCEDURALNE



 TZMO SA

Matoset

to gotowe do użycia, kompletne, jałowe zestawy dostosowane pod względem składu do wykonania danej procedury medycznej.



KOSZTY

- efektywniejszy i sprawniejszy proces zarządzania materiałem opatrunkowym w placówce (zamawianie, magazynowanie, utylizacja)
- łatwiejsze monitorowanie kosztów: 1 zużyty zestaw = 1 zabieg = 1 zestaw do domówienia
- idealnie dobrany skład pod daną procedurę eliminuje odpad w postaci niezużytego materiału
- brak kosztów związanych z samodzielnym przygotowaniem zestawów = koszt pracownika, utrzymania stanów magazynowych, opakowań do sterylizacji, sterylizacji, pomyłki, odpadu
- brak kosztów związanych z przygotowaniem do ponownego użycia elementów wielorazowych (mycie, pakowanie, sterylizacja) = cały skład zestawów Matoset jest jednorazowego użytku
- wielodzielne twarde blistry mogą służyć jako komory na płyny, co eliminuje konieczność używania dodatkowych pojemników

CZAS

- jałowy zestaw = zawsze i w każdych warunkach od razu gotowy do użycia
- skrócenie czasu przygotowania do zabiegu = poprawa efektywności pracy = więcej obsłużonych pacjentów
- etykieta TAG umożliwia wklejanie danych do dokumentacji oraz elektroniczną dokumentację (kod EAN) zamiast przepisywania składu

BEZPIECZEŃSTWO


- jałowość gwarantowana przez zwalidowany i monitorowany proces wytwarzania
- pewność składu zestawu i wysoka jakość elementów
- minimalizacja ryzyka zakażeń poprzez ograniczenie ilości opakowań pośrednich
- przeniesienie odpowiedzialności za jakość i jałowość na wytwórcę (TZMO SA)
- standaryzacja procedur szpitalnych = eliminacja ewentualnych błędów, np. brak użycia rękawic. Standaryzacja wymusza konieczność wyuczenia się powtarzalnych i prawidłowych nawyków.

KOMFORT

- komfort pracy pozwala skupić się na czynnościach związanych z medyczną stroną procedury, a nie pracochłonnemu kompletowaniu potrzebnego materiału opatrunkowego
- zawsze kompletny skład do danej procedury
- poszczególne elementy zestawu są ułożone w kolejności, w jakiej przebiega procedura
- pacjent ma gwarancję bezpieczeństwa i poczucie indywidualnego traktowania

TWARDY BLISTER

więcej niż opakowanie



✓ nadrukowany kierunek otwierania



✓ etykieta TAG z 2 lub 4 naklejkami do wklejania w dokumentacji medycznej



✓ zaokrąglone brzozy eliminują ryzyko ułknięcia ścięte naroża – mniejsze ryzyko zgniecenia i pęknięcia folii



✓ głębokie komory blistrów z przegrodami umożliwiające uporządkowanie materiału w opakowaniu, segregację materiału czystego i brudnego jak i wykorzystanie jako pojemników na płyny – do wyboru od 1 do 3 komór




✓ wskaźnik sterylizacji informujący o przebiegu procesu i metodzie zastosowanej sterylizacji zgodny z wymaganiami EN ISO 11140-1

✓ w narożach 2 wytłoczenia w folii ułatwiające oddzielenie papieru od folii podczas otwierania

✓ odpowiednia grubość opakowania i siła zgrzewów zgodna z normą PN-EN 868-5:2009 zapewnia jakość wyrobu, a jednocześnie umożliwia łatwe, bezpyłowe otwieranie opakowania






typy twardych blistrów




1. Blister mały 1-komorowy 2. Blister mały 2-komorowy 3./4. Blister duży 1-komorowy 5./6. Blister duży 2-komorowy 7. Blister duży 3-komorowy

JAKOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

spis treści*

	dezynfekcja pola operacyjnego	4
	zakładanie / zmiana opatrunku	4-5
	zakładanie / usuwanie szwów / zszywek skórnych	6-7
	poród	8
	cewnikowanie	9-10
	dializa przez centralny cewnik żylny	11
	dializa przez przetokę tętniczo-żylną	12-14
	zakładanie wenflonu	14
	podłączenie kroplówki	15
	wkłucie lędźwiowe	15
	wkłucie centralne	16
	zestawy uniwersalne	17-18




*oferta wybranych zestawów proceduralnych

Matoset ZESTAW DO DEZYNFEKCJI

MA-991-ZBB2-001

sztuki

tupfer kula 20cm × 20cm	5
rękawica zabiegowa niepodrowana L	2
korcang plastikowy 19cm	1



Twardy blister
1-komorowy

ZALETY

- pojemna komora blistra – pojemnik na płyn dezynfekcyjny
- długi korcang – bezpieczne wykonanie procedury
- poręczne opakowanie – łatwość przeprowadzenia procedury




Matoset ZESTAW OPATRUNKOWY

MA-991-ZAB2-002

sztuki

tupfer kula 20cm × 20cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 11cm	1




Twardy blister
2-komorowy

ZALETY

- uniwersalne zastosowanie przy wielu procedurach zabiegowych
- dwie komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia jednej z komór jako pojemnika na płyny



Matoset ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU



MA-991-ZAB2-001

sztuki

kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	2
tupfer kula 20cm × 20cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	2

Twardy blister


3-komorowy

ZALETY

- różne kolory pęset – jeden kolor do czystej, a drugi do brudnej części procedury
- trzy komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia komór jako pojemników na płyny



Matoset ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU



MA-991-ZBB2-002

sztuki


kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	2
tupfer kula 20cm × 20cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	2
ostrze chirurgiczne nr 11	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
worek foliowy z zamknięciem samoprzylepnym na odpady	1

Twardy blister

3-komorowy

ZALETY

- jałowe rękawice dostępne jako pierwsze po otwarciu zestawu dla bezpiecznego wykonania procedury
- ostrze do chirurgicznego opracowania rany
- worek na skażony odpad medyczny
- różne kolory pęset – jeden kolor do czystej, a drugi do brudnej części procedury
- trzy komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia komór jako pojemników na płyny



worek na odpady

Matoset ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW

MA-991-ZBB2-011

	sztuki
kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	5
tupfer kula 20cm × 20cm	3
imadło metalowe 13cm	1
nożyczki ostro-ostre metalowe 11cm	1
pęseta chirurgiczna metalowa 12cm	1
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
serwetka podfoliowana 75cm × 45cm (owinięcie części zestawu)	1
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm z otworem 8cm i przylepcem	1



Twardy blister
3-komorowy

ZALETY


- szczególny sposób ułożenia elementów w blisterze: tupfery i pęseta do dezynfekcji rany ułożone na wierzchu zestawu, a elementy przeznaczone do wykonania czystej części procedury są dodatkowo zabezpieczone jałową serwetką
- wydzielona komora na środek dezynfekcyjny
- metalowe narzędzia jednorazowego użytku – precyzyjne założenie szwów



Matoset ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW

MA-991-ZBB2-009

	sztuki
tupfer kula 20cm × 20cm	6
nożyczki ostro-ostre metalowe 11cm	1
pęseta anatomiczna metalowa 12,5cm	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2




Twardy blister
2-komorowy

ZALETY

- metalowa pęseta – precyzyjny chwyt szwów
- metalowe nożyczki ostro-ostre – precyzyjne przecięcie szwów
- dwie komory blistra – łatwa separacja materiału czystego od brudnego oraz możliwość użycia jednej z komór jako pojemnika na płyn



Matoset ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW

Twardy blister
3-komorowy

MA-991-ZBB2-003

sztuki

tupfer kula 20cm × 20cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
nożyk do szwów typu Stitch Cutter 11cm	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2

**ZALETY**

- praktyczny nożyk Stitch Cutter – łatwe i bezpieczne przecinanie szwów
- trzy komory blistra – porządek elementów w zestawie oraz możliwość użycia komór jako pojemników na płyny

**Matoset** ZESTAW DO USUWANIA ZSZYWEK SKÓRNYCH

Twardy blister
1-komorowy

MA-991-ZBB2-013

sztuki

kompres z gazy 7,5cm × 7,5cm	4
narzędzie do usuwania zszywek skórnych	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2

ZALETY

- nitylowe, niepodrowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący
- narzędzie do usuwania zszywek skórnych – gwarancja bezpiecznego i szybkiego usunięcia zszywek




Matoset ZESTAW DO USUWANIA ZACISKÓW DO PĘPOWINY

MA-991-ZBB2-015

sztuki

kompres z gazy 7,5cm × 7,5cm	3
narzędzie do przecinania zacisków do pępowiny	1



Twardy blister
1-komorowy



ZALETY

- narzędzie do przecinania zacisków do pępowiny
– gwarancja bezpiecznego i szybkiego przecięcia zacisku



Matoset ZESTAW DO PORODU

MA-991-ZES2-526

sztuki

kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	10
kompres włókninowy 10cm × 20cm	5
tupfer kula 30cm × 30cm	5
nożyczki metalowe do cięcia krocza 18cm	1
nożyczki metalowe do cięcia pępowiny 10,5cm	1
korcang plastikowy 24cm	1
zacisk do pępowiny	2
pojemnik typu nerka tekturowa	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
serwetka podfoliowana 150cm × 90cm	1
pokrowiec na nogę 120cm × 80cm	1



Torebka
papierowo-foliowa

ZALETY

- narzędzia metalowe jednorazowego użytku
– precyzyjne wykonanie nacięcia krocza i odcięcia pępowiny



Matoset ZESTAW DO CEWNIKOWANIA



MA-991-ZAB2-003

sztuki

tupfer kula 20cm × 20cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm	1
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm z otworem 5cm i rozcięciem	1

Twardy blister


2-komorowy

ZALETY

- wydzielona komora na środek dezynfekcyjny
- serwetka z otworem i rozcięciem – optymalne obłożenie cewnikowanego miejsca



Matoset ZESTAW DO CEWNIKOWANIA



MA-991-ZBB2-004

sztuki

tupfer kula 20cm × 20cm	6
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
pojemnik okrągły plastikowy 125ml	1
strzykawka Luer 10ml	1
igła 1,2mm × 40mm	1
cewnik lateksowy Foley* (różne indeksy wyrobu)	1
14 ■ 16 ■ 18 ■ 20 ■ 22 ■	
worek na mocz z zaworkiem 2l	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm	1
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm z otworem 5cm i rozcięciem	1

Twardy blister

1-komorowy

ZALETY

- kompletny zestaw wyposażony w cewnik, worek na mocz, pojemnik na dezynfektant oraz strzykawkę i igłę do wypełnienia balonika

- * ■ Foley 14 MA-991-ZBB2-012
■ Foley 16 MA-991-ZBB2-004
■ Foley 18 MA-991-ZBB2-005
■ Foley 20 MA-991-ZBB2-006
■ Foley 22 MA-991-ZBB2-007



cewnik Foley



Matoset ZESTAW DO CEWNIKOWANIA

MA-991-ZCB2-001

	sztuki
kompres z gazy 7,5cm × 7,5cm	8
tupfer kula 20cm × 20cm	5
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
kleszczyki plastikowe typu pean 14cm	1
pojemnik okrągły plastikowy 125ml	1
lubrykant w strzykawce 6ml*	1
woda sterylna z 10% gliceryną w strzykawce 10ml	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm	1
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm z otworem 5cm i rozcięciem	1

* MA-991-ZCB2-003 - lubrykant zawiera dodatkowo 2% lidokainę (środek znieczulający) i 0,25% chloroheksydynę (środek antyseptyczny)

ZALETY

- zestaw wyposażony w: strzykawkę z wodą sterylną z 10% roztworem gliceryny do wypełnienia cewnika (gliceryna daje dodatkowe uszczelnienie balonika w cewniku) oraz strzykawkę z lubrykaniem (łatwiejsza aplikacja cewnika)
- nitrylowe, niepodrowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący

sztuki



Twardy blister
1-komorowy z dopakowaniem



Matoset ZESTAW DO CEWNIKOWANIA

MA-991-ZCB2-002

	sztuki
kompres z gazy 7,5cm × 7,5cm	8
tupfer kula 20cm × 20cm	5
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
kleszczyki plastikowe typu pean 14cm	1
pojemnik okrągły plastikowy 125ml	1
lubrykant w strzykawce 6ml*	1
woda sterylna z gliceryną w strzykawce 10ml	1
płyn antybakteryjny w saszetce Octenisan 30ml	2
rękawica zabiegowa niepodrowana M	1
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm	1
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm z otworem 5cm i rozcięciem	1

* MA-991-ZCB2-004 - lubrykant zawiera dodatkowo 2% lidokainę (środek znieczulający) i 0,25% chloroheksydynę (środek antyseptyczny)

ZALETY

- zestaw wyposażony w: strzykawkę z wodą sterylną z 10% roztworem gliceryny do wypełnienia cewnika (gliceryna daje dodatkowe uszczelnienie balonika w cewniku) oraz strzykawkę z lubrykaniem (łatwiejsza aplikacja cewnika)
- nitrylowe, niepodrowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący

sztuki



Twardy blister
1-komorowy z dopakowaniem



Matoset ZESTAW DO DIALIZY



Miękki blister
2-dzielny z perforacją

MA-991-ZES2-712

sztuki

START

kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	4
przylepiec włókninowy z perforacją 15cm × 2cm	1
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2
serwetka włókninowa 45cm × 40cm z rozcięciem	1

STOP

kompres włókninowy 10cm × 10cm	4
--------------------------------	---


* MA-991-ZES2-711 - z rękawicami w rozmiarze M / MA-991-ZES2-710 - z rękawicami w rozmiarze L

ZALETY

- 2-częściowy zestaw do rozpoczęcia i zakończenia dializy



Matoset ZESTAW DO DIALIZY



Miękki blister
2-dzielny z perforacją

MA-991-ZES2-494

sztuki

START

kompres z gazy 7,5cm × 7,5cm	4
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2
serwetka podfoliowana 45cm × 45cm z rozcięciem	1

STOP

kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	4
samoprzylepny opatrunek do zabezpieczenia cewnika 16cm × 5cm	1
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2

* MA-991-ZES2-495 - z rękawicami w rozmiarze M



ZALETY

- 2-częściowy zestaw do rozpoczęcia i zakończenia dializy
- samoprzylepny opatrunek w formie kieszonki do zabezpieczenia cewnika naczyniowego
- nitrylowe, niepodrowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący

Matoset ZESTAW DO DIALIZY

MA-991-ZEST-487

sztuki

START	
kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	4
samoprzylepny włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8cm × 5,8cm	2
przylepiec włókninowy z perforacją 15cm × 2cm	2
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2
serwetka włókninowa 45cm × 40cm	1

* MA-991-ZEST-458 - z rękawicami w rozmiarze M



Miękki blister
1-komorowy

ZALETY

- samoprzylepne opatrunki do zabezpieczenia i stabilnego utrzymania kaniul w miejscach wkłuć



Matoset ZESTAW DO DIALIZY

MA-991-ZEST-488

sztuki

STOP	
kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	6
przylepiec włókninowy z perforacją 15cm × 2cm	4
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2
rękawica zabiegowa niepodrowana L	1

* MA-991-ZEST-459 - z rękawicami lateksowymi w rozmiarze M / MA-991-ZAS2-002 - z rękawicami nitylowymi w rozmiarze M



Miękki blister
1-komorowy

ZALETY

- dodatkowa rękawica dla pacjenta – pacjent może sam, w jałowy sposób, przytrzymać opatrunek uciskowy po zakończeniu procedury



Matoset ZESTAW DO DIALIZY



MA-991-ZAS2-004

sztuki

START

kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	4
samoprzylepny włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8cm × 5,8cm	2
przylepiec włókninowy z perforacją 15cm × 2cm	2
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2
serwetka podfoliowana 50cm × 35cm	1

* MA-991-ZAS2-001 - z rękawicami w rozmiarze M

Miękki blister


1-komorowy

ZALETY

- samoprzylepne opatrunki do zabezpieczenia i stabilnego utrzymania kaniul w miejscach wkłuć
- nitylowe, niepodrowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący



Matoset ZESTAW DO DIALIZY



MA-991-ZEST-489

sztuki

STOP

kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	4
samoprzylepny opatrunek uciskowy do dializy 72mm × 38mm	2
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2
rękawica zabiegowa niepodrowana L	1

* MA-991-ZEST-619 - z rękawicami w rozmiarze M

Miękki blister

1-komorowy

ZALETY

- samoprzylepne opatrunki uciskające do zabezpieczenia miejsc wkłuć po usunięciu kaniul



Matoset ZESTAW DO DIALIZY

MA-991-ZES2-232

sztuki

START	
kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	6
samoprzylepny włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8cm × 5,8cm	2
przylepiec włókninowy z perforacją 15cm × 2cm	4
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2
serwetka podfoliowana 50cm × 35cm	1
STOP	
kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	4
samoprzylepny włókninowy opatrunek 7,2cm × 5cm	2
rękawica zabiegowa niepodrowana S*	2
rękawica zabiegowa niepodrowana L	1



Miękki blister
2-dzielny z perforacją

* MA-991-ZES2-234 - z rękawicami w rozmiarze M / MA-991-ZES2-233 - z rękawicami w rozmiarze L



START



STOP

ZALETY

- 2-częściowy zestaw do rozpoczęcia i zakończenia dializy
- samoprzylepne opatrunki do zabezpieczenia i stabilnego utrzymania kaniul w miejscach wkłuc
- dodatkowa rękawica dla pacjenta w zestawie do zakończenia procedury – pacjent może sam, w sposób jałowy, przytrzymać opatrunek uciskowy po usunięciu kaniuli
- samoprzylepne opatrunki wyspowe do zabezpieczenia miejsc wkłuc po usunięciu kaniul

Matoset ZESTAW DO ZAKŁADANIA WENFLONU

MA-991-ZBB2-014

sztuki

kompres z gazy 7,5cm × 7,5cm	5
samoprzylepny foliowo-włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8cm × 5,8cm	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
serwetka podfoliowana 45cm × 45cm	1
staza	1



Twardy blister
2-komorowy

ZALETY

- dwukomorowy blister pełni funkcję segregacyjną
- samoprzylepny opatrunek na transparentnym, foliowym nośniku umożliwia obserwację miejsca wkłucia
- nitylowe, niepodrowane rękawice – szczególnie polecane dla osób wrażliwych na lateks lub środek pudrujący



Matoset ZESTAW DO PODŁĄCZENIA KROPLÓWKI



Miękki blister
1-komorowy

MA-991-ZBS2-001

sztuki

kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	4
samoprzylepny foliowo-włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli 8cm × 5,8cm	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych	1



ZALETY

- samoprzylepny opatrunek na transparentnym, foliowym nośniku umożliwia obserwację miejsca wkłucia
- dodany przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych zapewnia kompletność zestawu, co umożliwia przeprowadzenie procedury nawet w warunkach pozaszpitalnych

Matoset ZESTAW DO WKŁĘCIA LĘDŹWIOWEGO



Twardy blister
3-komorowy

MA-991-ZBB2-008

sztuki

kompres włókninowy 7,5cm × 7,5cm	10
samoprzylepny opatrunek włókninowy 7,2cm × 5cm	1
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
strzykawka Luer 3ml	1
strzykawka Luer Lock 5ml*	1
igła 0,5mm × 25mm	1
igła 1,2mm × 40mm	1
serwetka podfoliowana 75cm × 45cm	1
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm z otworem 10cm i przylepcem	1

* MA-991-ZBB2-020 - ze strzykawką Luer 5ml

ZALETY

- trzy komory blistra – porządek elementów w zestawie
- barierowa serwetka z przylepcem wokół otworu – optymalne i pewne obłożenie miejsca zabiegu
- samoprzylepny opatrunek wyspowy zabezpiecza miejsce wkłucia i minimalizuje ryzyko odklejenia



Matoset ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO

MA-991-ZES2-430

sztuki

kompres z gazy 7,5cm × 7,5cm	10
imadło metalowe 13cm	1
nożyczki ostro-ostre metalowe 11cm	1
pęseta anatomiczna metalowa 14cm	1
serwetka podfoliowana 90cm × 75cm (owinięcie zestawu)	1
serwetka podfoliowana 90cm × 75cm z otworem 8cm i przyklepcem	1



Torebka papierowo-foliowa



ZALETY

- metalowe imadło zapewnia precyzyjny i pewny chwyt igły
- metalowa pęseta – precyzyjny chwyt szwów
- metalowe nożyczki ostro-ostre – precyzyjne przecięcie szwów




Matoset ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO

MA-991-ZBB2-010

sztuki

kompres z gazy 7,5cm × 7,5cm	10
tupfer kula 20cm × 20cm	10
imadło metalowe 13cm	1
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
ostrze chirurgiczne nr 11	1
strzykawka Luer 10ml	1
strzykawka Luer 20ml	1
igła 0,8mm × 40mm	1
igła 1,2mm × 40mm	1
serwetka podfoliowana 75cm × 45cm (owinięcie części zestawu)	1
serwetka podfoliowana 75cm × 45cm z otworem 8cm i przyklepcem	1



Twardy blister 2-komorowy

ZALETY

- szczególny sposób ułożenia elementów w blisterze: tupfery i pęseta do dezynfekcji miejsca wkłucia ułożone na wierzchu zestawu, a elementy przeznaczone do wykonania czystej części procedury są dodatkowo zabezpieczone jałową serwetą
- wydzielona komora na środek dezynfekcyjny
- metalowe imadło zapewnia precyzyjny i pewny chwyt



Matoset ZESTAW ZABIEGOWY S2-184**MA-991-ZES2-184**

sztuki

kompres z gazy 7,5cm × 7,5cm	5
kompres chłonny włókninowo-gazowy 10cm × 7,5cm	1
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
pojemnik typu nerka tekturowa	1

Torebka
papierowo-foliowa

ZALETY

- uniwersalność składu pozwala na szeroki zakres użycia
- bardzo chłonny kompres

**Matoset** MATOSET ZESTAW ZABIEGOWY B2-017**MA-991-ZEB2-017**

sztuki

kompres z gazy 20cm × 10cm	3
kompres z gazy 5cm × 5cm	5
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1

Twardy blister
1-komorowy

ZALETY

- uniwersalność składu pozwala na szeroki zakres użycia
- duży twardy blister jako wszechstronny pojemnik



Matoset ZESTAW ZABIEGOWY ST-067

MA-991-ZEST-067

	sztuki
kompres włókninowy 5cm × 5cm	5
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
pojemnik okrągły plastikowy 125ml	1



Miękki blister
1-komorowy

ZALETY

- uniwersalność składu pozwala na szeroki zakres użycia
- plastikowy pojemnik z podziałką co 25ml umożliwia identyfikację objętości płynów



Matoset ZESTAW ZABIEGOWY ST-315

MA-991-ZEST-315

	sztuki
kompres włókninowy 5cm × 5cm	6
kompres włókninowy 10cm × 10cm	2
tupfer kula 30cm × 30cm	5
przylepiec włókninowy z perforacją 15cm × 2cm	2
przylepiec włókninowy z perforacją 15cm × 5cm	2
pęseta anatomiczna plastikowa 13cm	1
2-komorowy pojemnik plastikowy	1
rękawica zabiegowa niepodrowana M	2
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm	1
serwetka podfoliowana 60cm × 50cm (owinięcie zestawu)	1



Miękki blister
1-komorowy

ZALETY

- skład zestawu pozwala zarówno na zastosowanie do hemodializy, jak i ogólnego użycia do celów medycznych





 **TZMO SA**

tzmo-global.com
matopat.pl

tel. 801 300 601, fax 56 612 36 13

